

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.44
	Lembar Kerja Kalibrasi Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 3

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Data Logger Hi Temperature			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25°C ± 5°C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 %RH ± 20 %RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan dan permukaan alat	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Tusuk kontak alat	Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan tusuk kintak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama (Line cord)	Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, saklar dan kontrol	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Tampilan dan indikator	Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.44
	Lembar Kerja Kalibrasi Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 3

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	$\leq 500 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 500 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Suhu Chamber

Setting UUT ($^{\circ}C$)	Penunjukan Standar ($^{\circ}C$)			Toleransi
121 / 134	S1 =	$\Delta T1 = S1 - S2$		$\pm 2^{\circ}C$
	S2 =	$\Delta T2 = S1 - S3$		$\pm 5^{\circ}C$
	S3 =	$\Delta T3 = S1 - S3$		$\pm 2^{\circ}C$

S1 : Titik acuan pengukuran, yaitu titiksensor suhualat standar yang diletakan berdekatan dengan sensor monitor autoclave

S2 : Titik sensor yang menunjukan suhu terendah dalam pengujian

S3 : Titik sensor 50 mm diatas test pack (untuk steam sterilizer) atau titik terdekat dengan sumber penghasil panas (heater untuk autoclave yang menggunakan pembangkit panas dari heater atau elemen)

2. Suhu Sterilisasi

Setting UUT ($^{\circ}C$)	Penunjukan Standar ($^{\circ}C$)			Toleransi
	I	II	III	
121				121 $^{\circ}C$ ~ 124 $^{\circ}C$
134				134 $^{\circ}C$ ~137 $^{\circ}C$

3. Waktu Sterilisasi

Setting UUT (menit)	Toleransi
121 $^{\circ}C$	≥ 15 menit
134 $^{\circ}C$	≥ 3 menit

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.44
	Lembar Kerja Kalibrasi Autoclave	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 3

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat 10		
2	Keselamatan Listrik 40		
3	Kinerja Peralatan 50		

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :