

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.11ABC
	Lembar Kerja Kalibrasi Suction Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 4

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Digital Pressure Meter			
2	Digital Stopwatch			
3	Electrical Safety Analyzer			
4	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	19 – 31 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	35 – 75 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama	periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Sistem pengunci pergerakan	Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan	☐ Baik ☐ Tidak Baik
6	Filter	Periksa kondisi filter pastikan tidak kotor	☐ Baik ☐ Tidak Baik
7	Motor/pompa penghisap	Periksa kondisi fisik motor dan pastikan berfungsi	☐ Baik ☐ Tidak Baik

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.11ABC
	Lembar Kerja Kalibrasi Suction Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 4

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	Kelas I $\leq 500 \mu A$ Kelas II $\leq 100 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 50 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Akurasi Vacuum Gauge

Satuan :

No	Setting UUT	Hasil Pengukuran Standar (mmHg/...)						Toleransi
		Pengukuran 1		Pengukuran 2		Pengukuran 3		
	mmHg/...	Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun	
1								± 10%
2								
3								
4								
5								
6								

*isi setting sesuai UUT

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.11ABC
	Lembar Kerja Kalibrasi Suction Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 4

2. Maximum Vacuum

Setting UUT (Max Vacuum)	Hasil Pengukuran Standar (mmHg/...)	Ambang Batas *
Low Vacuum		< 150 mmHg
Medium Vacuum		150 mmHg – 450 mmHg
High Vacuum		> 450 mmHg

*isi salah satu sesuai dengan UUT

Tabel Konversi

Satuan	Ke mmHg
PSI	51,7151
Bar	750,06
mBar	0,750064
kPa	7,5006
hPa	0,750064
Pa	0,00750064
mH ₂ O	73,5541
ftH ₂ O	22,4193
inchH ₂ O	1,8683
cmH ₂ O	0,735541
Kgf/cm ²	735,56
Atm	760
mmHg	1
cmHg	10
mPa	7500,62
InHg	25,4
mmH ₂ O	0,0735541

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.11ABC
	Lembar Kerja Kalibrasi Suction Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 4

3. Waktu Yang Dibutuhkan Saat Daya Hisap Maksimum

Setting UUT	waktu terukur (detik)	toleransi
maksimum Vacuum		≤ 15 detik

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (10)		
2	Keselamatan Listrik (40)		
3	Kinerja Peralatan (50)		

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :
---------------------	-------------------