

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.14
	Lembar Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 3

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Digital Pressure Meter			
2	Digital Stopwatch			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	19-31 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	35-75 % RH

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Balon tensi	tabung, selang, periksa kondisi tabung, selang dan balon tensi. Pastikan tidak ada yang retak, bocor, tertekuk, maupun kotor.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Gauge/tabung	pastikan penunjuk pada aneroid gauge bergerak turun secara lembut dan perlahan dan tidak lengket. Pada manometer air raksa, tabung raksa harus dalam keadaan bersih. Periksa juga kolom air raksa naik dan bergerak secara lembut.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Indicator	pastikan tanda meter maupun skala dalam keadaan bersih dan mudah dilihat dan kaca penutup pada sphygmomanometer aneroid masih dalam keadaan utuh	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Konektor	periksa dan pastikan semua kondisi konektor dalam keadaan baik	☐ Baik ☐ Tidak Baik
6	Label	periksa apakah ada label, plakat, stiker, atau kartu instruksi manual tersedia dan terbaca	☐ Baik ☐ Tidak
7	Manset	pastikan semua manset dalam kondisi bagus, bersih, dan tidak sobek.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
8	Pengaturan titik 0	pastikan manset tidak ada tekanan, maka aneroid gauge atau level air raksa harus berada di titik 0 (± 1 mmHg). Apabila level air raksa tidak berada pada posisi 0, buang atau tambahkan air raksanya dengan hati-	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.14
	Lembar Kerja Sphygmomanometer	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 3

	hati sampai air raksa berada di level 0 mmHg. Ganti aneroid gauge apabila tidak berada pada posisi 0 mmHg	
--	---	--

D. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Uji kebocoran

Setting UUT (mmHg)	Hasil Pengukuran (mmHg) dalam 1 menit	Toleransi
250		≤ 15 mmHg / 1 menit

*Note : nilai yang dimasukan di hasil ukur adalah setting – pembacaan standar

2. Laju buang cepat

Tekanan Awal (mmHg)	Tekanan Akhir (mmHg)	Waktu terukur (detik)	Toleransi
260	15		≤ 10 detik

3. Pengukuran akurasi tekanan

Setting pada UUT	Hasil Pengukuran (mmHg)						Toleransi (mmHg)
	naik	turun	naik	turun	naik	turun	
0							Akurasi tekanan ± 4 mmHg, dengan U95 maksimum 1,5 mmhg $\leq$ MPE
50							
100							
150							
200							
250							

E. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (10)		
2	Kinerja Peralatan (90)		

F. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :