

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.24
	Lembar Kerja Syringe Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 2

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	Channel :

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Infusion Device Analyzer			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 5 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Tusuk kontak alat	Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama	Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, saklar dan control	Periksa seluruhnya pastikan berfungsi baik	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Tampilan dan indicator	Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik	☐ Baik ☐ Tidak Baik
6	System pengunci pergerakan	Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan	☐ Baik ☐ Tidak
7	Alarm dsan system interlock.	Periksa alarm dan system interlock pastikan berfungsi dengan baik.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
8	Motor/pompa penghisap	Periksa kondisi fisik motor dan pastikan berfungsi baik/normal.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.24
	Lembar Kerja Syringe Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 2

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	M Ω	$> 2 \text{ M}\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	$\leq 100 \mu\text{A}$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 50 \mu\text{A}$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Pengujian Occlusion/Pemampatan

Setting UUT (ml/jam)	Pengukuran Penunjukan Standar (psi)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
100						$< 20 \text{ psi}$

2. Kalibrasi Laju aliran

Setting UUT (ml/jam)	Pengukuran Penunjukan Standar (ml/jam)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
10						$\pm 10\%$
25						
50						
75						
100						

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (10)		
2	Keselamatan Listrik (40)		
3	Kinerja Peralatan (50)		

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :
---------------------	-------------------

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.24
	Lembar Kerja Syringe Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 2